

# SCHEDA PRODOTTO

**Produttore:** CHENGDE TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 888-1088 Shiji Ave, Longgang City, Zhejiang Province, China.

Il produttore ed il prodotto sono inclusi nell'elenco delle autorizzazioni USA - FDA Non-NIOSH (Appendix A) (aggiornato al 18 febbraio 2021) e nella lista della Camera di Commercio Cinese (CCCM - HPIE elenco dei produttori autorizzati - n. 199 aggiornata a marzo 2021)

**Nome Prodotto:** "ZHONG JIAN LE" FFP2 NR Foldable Protective Mask CDP201B ("ZHONG JIAN LE" Maschera Protettiva Pieghevole FFP2 NR CDP201B).

**Codice prodotto TAXON:** 00032.NERO

**Importatore:** TAXON s.r.l., Località Braia, 16019 Borgo Fornari - Ronco Scrivia (GE) Italy



## Scheda tecnica

1. **Produttore:** CHENGDE TECHNOLOGY CO., LTD. No. 888-1088 Shiji Ave, Longgang City, Zhejinang Province, China.
2. **Nome Prodotto:** "ZHONG JIAN LE" FFP2 NR Foldable Protective Mask CDP201B ("ZHONG JIAN LE" Maschera Protettiva Pieghevole FFP2 NR CDP201B).
3. **Immagini prodotto:**



4. **Composizione mascherina:** 5 STRATI, TNT leggero (Tessuto Non Tessuto), ES Hot Air Cotton Filter, 2 Strati MeltBlown (99% - 25g/mq), strato interno TNT anallergico. Banda elastica orecchie. Clip naso lamina metallica. Misure 160x105 mm.

## 5. Materiali:

1° strato	Tessuto Non Tessuto PE
2° strato	ES (Ethylene-PropyleneSideBySide) Hot Air Cotton Filter (parte filtrante)
3° strato	Melt blown PTFE 99% 25 gr/mq (parte filtrante)
4° strato	Melt blown PP 99% 25 gr/mq (parte filtrante)
5° strato	Tessuto Non Tessuto PE anallergico (filtrante e skin-friendly)

6. **Peso:** ca. 6 grammi/pezzo

7. **Confezione:** 10 mascherine in ogni box, confezionate singolarmente in busta sigillata.

8. **Certificazione:** CE conforme al Reg. UE 425/2016 DPI (v. pagine 1 - 2), marchio CE sul prodotto e sulle confezioni.

9. **Caratteristiche dispositivo:** "ZHONG JIAN LE" FFP2 Foldable Protective Mask CDP201B ("ZHONG JIAN LE" Maschera Protettiva Pieghevole FFP2 CDP201B), conforme alla normativa in vigore, DPI per uso non medico.

10. **Sistema di tenuta al viso:** Doppio elastico per le orecchie – lamina metallica per lo stringinaso

## 11. Modalità e consigli di utilizzo:

Modalità di utilizzo:

1. Aprire la mascherina con la lamina metallica per il naso verso l'alto.
2. Indossare la mascherina appoggiandola sul naso.
3. Agganciare gli elastici dietro le orecchie. Conformare lo stringinaso facendolo aderire ai contorni.
4. Premere leggermente per ottenere la migliore aderenza anche sulle guance e sotto il mento.



Consigli di utilizzo:

1. Indossate la mascherina secondo la descrizione delle immagini sotto riportate.
  2. Se la mascherina risulta danneggiata, si consiglia di sostituirla immediatamente.
  3. E' vietato indossare questo prodotto prima di andare a dormire e durante il sonno.
  4. Dopo aver indossato la mascherina evitare di avvicinarsi a qualsiasi fonte di calore e/o fiamma, che potrebbero causare ustioni o deformazioni del materiale.
  6. Il prodotto è monouso (NR), si prega di non riutilizzarlo per più volte.
  7. Per lo smaltimento si prega di legarla con gli elastici delle orecchie prima di gettarla nella spazzatura (indifferenziata).
12. **Durata della mascherina:** la mascherina è progettata per uso continuativo fino ad un massimo di 8-12 ore, molto dipende dall'ambiente in cui si utilizza (più o meno polveri, pollini, aerosol etc).
13. **Smaltimento:** (v. sopra, consigli di utilizzo, n. 7).